

TRAUFIX
SPORTS MEDICINE



LIFE WITHOUT LIMITS

CE
1639

TRAUFIX
SPORTS MEDICINE



**TORNILLOS
INTERFERENCIALES**



TORNILLOS INTERFERENCIALES PEEK



Descripción

TORNILLOS DE INTERFERENCIA DE PEEK

Código	Medida
STRAUFIX-PKI-0725	Ø7x25mm
Código	Medida
STRAUFIX-PKI-0825	Ø8x25mm
Código	Medida
STRAUFIX-PKI-0925	Ø9x25mm
Código	Medida
STRAUFIX-PKI-1025	Ø10x25mm
Código	Medida
STRAUFIX-PKI-1030	Ø10x30mm
Código	Medida
STRAUFIX-PKI-1125	Ø11x25mm
Código	Medida
STRAUFIX-PKI-1130	Ø11x30mm

INDICACIONES

Los tornillos interferenciales están fabricados en **PEEK (Poliéter éter cetona)**.

Se utilizan para la fijación en reparaciones de **ACL/PCL/BTB** y de tenodesis tendinosa.

Su diseño totalmente roscado y con punta roma protege el injerto de laceraciones durante la inserción.

CARACTERÍSTICAS



EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD



USO SEGURO



TORNILLO INTERFERENCIALES DE TITANIO



Descripción

TORNILLO DE INTERFERENCIA DE TITANIO

Código	Medida
STRAUFIX-TMI-0725	Ø7X25mm
Código	Medida
STRAUFIX-TMI-0825	Ø8X25mm
Código	Medida
STRAUFIX-TMI-0925	Ø9X25mm
Código	Medida
STRAUFIX-TMI-1025	Ø10x25mm

INDICACIONES

Los tornillos interferenciales de titanio están fabricados con aleación Ti-6Al-4V ELI, un material con excelente biocompatibilidad.

Los tornillos interferenciales se utilizan para la fijación de LCA/LCP.

Los tornillos de rosca completa y punta roma protegen el injerto de laceraciones durante la inserción.

CARACTERÍSTICAS



EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD



USO SEGURO



TORNILLO INTERFERENCIALES BIOCOMPUESTO



Descripción

TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO

Código	Medida
BAP21150730	Ø7x30mm
Código	Medida
BAP21150830	Ø8x30mm
Código	Medida
BAP21150925	Ø9x25mm
Código	Medida
BAP21150930	Ø9x30mm
Código	Medida
BAP21151025	Ø10x25mm
Código	Medida
BAP21151030	Ø10x30MM
Código	Medida
BAP21151125	Ø11x25mm
Código	Medida
BAP21151130	Ø11x30mm

INDICACIONES

Tornillo interferencial biocompuesto de ácido poliláctico puro

Tiempo de osteointegración: 60 días

Fácil colocación

Cuerdas romas que evitan el cizallamiento del ligamento.

CARACTERÍSTICAS

✓ EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD

✓ USO SEGURO



SPORTS MEDICINE

VENTAS@DIPROMEDIC.COM
(55) 9000 4888/89/90/91

DIPROMEDIC

GERENCIA.NACIONALCX@DIPROMEDIC.COM
+52 1 55 5407 4098



DIPROMEDIC.COM

