



PLACA ALP PARA HÚMERO PROXIMAL

Proh-Lock



PERFECTO ADOSAMIENTO AL HUESO

TELIOS




PLACA ALP PARA HÚMERO DISTAL LATERAL & MEDIAL

TRAUFIX
READY TO RUN

PLACA ALP PARA HÚMERO DISTAL LATERAL & MEDIAL | TELIOS

ESTRUCTURA ANATÓMICA

BÁRRENOS DESFASADOS EN EL CUERPO DE LA PLACA PARA EVITAR COLISIÓN DE PERNOS



BAJO PERFIL EN LA PARTE DISTAL **0.70mm**
(Placa Lateral & Medial)

8 ORIFICIOS DE ÁNGULO VARIABLE
VARIABLE
(Telios Distal lateral)

Telios Distal Lateral

Versión Izq. (Cód. 145) / Der. (Cód. 144)

Placas 3, 5, 7 y 9 orificios

Telios Distal Medial

Versión Izq. (Cód. 147) / Der. (Cód. 146)

Placas 2, 4, 6 y 8 orificios

2.5mm TORNILLO DE CORTICAL ALP TITANIO TORX (Cód. 155X, Longitud 08mm-30mm)
3.5mm TORNILLO DE CORTICAL ALP TITANIO (Cód. 106, Longitud 12mm-60mm)
3.5mm TORNILLO DE ESPONJOSO ALP TITANIO (Cód. 107, Longitud 12mm-60mm)
3.5mm TORNILLO DE CORTICAL TITANIO (Cód. 112, Longitud 12mm-60mm)

PLACA ALP PARA HÚMERO PROXIMAL | PROH-LOCK


BAJO PERFIL EN LA PARTE PROXIMAL **2.5mm**

100% ANATÓMICA

BAJO PERFIL EN LA PARTE DISTAL **3.5mm** Proh-Lock



BAJO PERFIL EN LA PARTE DISTAL **4mm** Proh-Lock Large



PERFILES REDONDEADOS

9 ORIFICIOS POLIAXIALES
DE ÁNGULO VARIABLE $\pm 15^\circ$
EN LA PARTE PROXIMAL

Proh-Lock

Versión Izq. (Cód. 130L) / Der. (Cód. 130R)

Placas 3 y 5 orificios

Proh-Lock Large

Versión Izq. (129L) / Der. (Cód. 129R)

Placas 4, 6, 8 y 10 orificios

3.5mm TORNILLO DE CORTICAL ALP TITANIO (Cód. 106, Longitud 12mm-60mm)
3.5mm TORNILLO DE ESPONJOSO ALP TITANIO (Cód. 107, Longitud 12mm-60mm)
3.5mm TORNILLO DE CORTICAL TITANIO (Cód. 112, Longitud 12mm-60mm)

TELIOS DISTAL LATERAL & MEDIAL

Especificaciones





Tabla de longitud

PLACA	A) LATERAL TELIOS	PLACA	B) MEDIAL TELIOS
ORIFICIOS	LT (mm)	ORIFICIOS	LT (mm)
3 Orif.	107.00	2 Orif.	106.00
5 Orif.	135.00	4 Orif.	134.00
7 Orif.	163.00	6 Orif.	162.00
9 Orif.	191.00	8 Orif.	190.00



Aleación de Titanio 6Al4V ELI ASTM F136

Especial para implantes quirúrgicos

Design by **TRAUFIX**
READY TO RUN



HECHO EN MEXICO



*Refer to 510(k) for cleared devices. Some pictures of devices in this banner are not 510k cleared.



510 (k) K201510
*Consultar productos


SISTEMA MODULAR ALP | ALL IN ONE KIT

INSTRUMENTAL Y PLACAS EN UN KIT | FÁCIL & CÓMODO

EQUIPO ALP PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS

CANT. EQUIPO


- 1 Guía broca neutra excéntrica Ø 2.5mm
- 2 Guía broca doble Ø2.5 / 3.5mm
- 1 Punta de desarmador en hexágono con anclaje AO Ø2.5mm
- 1 Punta de extractor de tornillo (con punta en cono) Ø2.5mm
- 1 Punta de avellanador Ø6mm
- 1 Punta de escariador (sacabocados) para pequeños fragmentos Ø6.5mm
- 1 Mango en T con anclaje rápido (AO)
- 1 Punta de machuelo Ø3.5mm
- 1 Mango con torquímetro anclaje AO Ø1.5 NM
- 1 Medidor de profundidad acero inoxidable Ø60mm
- 2 Alambre guía punta roscada Ø1.1mm
- 2 Alambre Kirschner Ø1.6mm
- 1 Desarmador con punta en hexágono para tornillo de 3.5/4.0 con sujetador de tornillo Ø2.5mm
- 1 Broca con anclaje AO Ø2.5 x 150mm
- 1 Broca con anclaje AO Ø2.7 x 150mm
- 1 Broca con anclaje AO Ø3.5 x 150mm
- 2 Guía de broca / camisa Ø2.7mm



EQUIPO DE APOYO PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS

CANT. EQUIPO

- 2 Separadores hohmann (par) 8/22
- 2 Mini lane
- 2 Pinza multidentada
- 2 Pinza tipo campo 13.5mm
- 1 Cortadora p/clavillo kirschner
- 1 Cucharilla volkman 17cm
- 1 Pinza gubia 20cm
- 1 Triscadores para pequeños fragmentos
- 1 Osteotomo mini lambotte 8mm
- 1 Osteotomo mini lambotte 12mm
- 1 Elevador de periostio 9mm
- 2 Pinza verbrugge 17.5cm
- 1 Martillo 200 G
- 1 Pinza tipo campo 20cm
- 1 Pinza multidentada 16cm
- 1 Pinza punta tope 120mm
- 2 Punta de desarmador con anclaje AO T8 Ø2.5mm
- 1 Mango con torque AO verde 0.8 NM
- 1 Osteotomo mini-lambotte Ø3 x 125mm
- 1 Osteotomo mini-lambotte Ø4 x 125mm
- 1 Osteotomo mini-lambotte Ø6 x 125mm
- 1 Osteotomo mini-lambotte Ø8 x 125mm
- 1 Mango tipo relojero con entrada AO azul Ø2.5mm
- 2 Guía de broca (Camisa) 2.0 / 2.5mm
- 2 Broca con anclaje rápido 2.0 x 125mm
- 1 Medidor lionter 50mm
- 1 Guía de broca doble 2.0/2.7mm
- 1 Pinza de adson brown
- 2 Separador mini-hohmann 6mm
- 2 Alambre Kirschner 1.1 X 100mm



internationalsales@fixier.com.mx
Celular: (+52) 55 8106 3240

www.traufix.com

 traufix.mx

 traufix